

- مطابق مصوبه گروه، استفاده دانشجویان از آزمایشگاهها نیاز به اخذ معرفی نامه و مجوز مربوطه داشته و فقط در بازه زمانی اعلام شده در مجوز مقدور می‌باشد. ارائه خدمات به گروه‌های دیگر دانشگاه و یا موسسات خارج دانشگاه با اخذ مجوزهای مربوطه و طی مسیرهای قانونی مقدور می‌باشد.
- برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص شرایط استفاده و تعریفهای از آزمایشگاهها با شماره **۹۱۲۳۹۴۹۸۴۹** تماس حاصل شود.

### مسئول آزمایشگاه: مهندس هادی کاظمی

#### اماکن آزمایشگاه

#### دستگاه GC گاز کروماتوگرافی



- مشخصات: unicum 4600 ساخت کشور انگلیس
- کاربرد: جداسازی و مشخص نمودن ترکیبات شیمیایی در یک نمونه مخلوط و مجهول از جمله
- جداسازی و شناسایی اسیدهای چرب
  - جداسازی و شناسایی قندها
  - جداسازی و شناسایی بعضی از سموم
  - جداسازی و شناسایی ترکیباتی که حرارت ساختار شیمیایی آنها را از بین نبرد یا اگر تغییر در آنها ایجاد شود در شناسایی آنها اثری نداشته باشد.

## دستگاه بمب کالری متر



مشخصات دستگاه:

ساخت کشور انگلیس EALLENKAMP Autobomb

کاربرد دستگاه:

اندازه‌گیری انرژی خام نمونه‌های خوراک

## متر pH



مشخصات دستگاه:

کشور 744 pH Meter Metrohm

کاربرد دستگاه:

اندازه‌گیری pH محلولهای شیمیایی و بعضی از یونهای محلول در صورتی که الکترود تخصصی یون مربوط موجود باشد.

## سانتریفوژ یخچالدار



مشخصات دستگاه:

KuBoTA 6900

ساخت کشور ژاپن

کاربرد دستگاه:

- ۱- جداسازی ذرات کلوریدی از فاز مایع محلولها
- ۲- جداسازی سلولهای باکتر از محیط‌های کشت مایع

دستگاه فریزر -۸۰ درجه سانتی گراد



مشخصات دستگاه:

kaltis ساخت کشور آمریکا

کاربرد دستگاه:

نگهداری نمونه های حساس در دمای پایین

## دستگاه یخچال صنعتی



مشخصات دستگاه:

ساخت کشور ایران

کاربرد دستگاه:

نگهداری نمونه های در دما های ۴ درجه سانتی گراد

## دستگاه اسپکترو فتو متر



مشخصات دستگاه:

Jenway Genova مدل شرکت کشور انگلیس ساخت

کاربرد دستگاه:

اندازه گیریهای غلظت مواد مختلف مواد معدنی، پارامتر های خونی، مقدار پروتئین و هر جزئی از نمونه که به روش کالری متری یا رنگ سنجی قابل اندازه گیری باشد.

هود بیو لوژی یا لامینار ایر فلو



مشخصات دستگاه:

ساخت کشور ایران شرکت ژال

کاربرد دستگاه:

ایجاد محیط استریل برای انجام کارهای حساس میکروبی و کشت بافت و غیره

## دستگاه رفلکس



مشخصات دستگاه:

ساخت کشور      کره

کاربرد دستگاه:

اندازه گیری چربی خام، فیبر خام، ADF ، NDF و سایر آزمایشات.

## دستگاه آون



مشخصات دستگاه:

ساخت کشور آلمان شرکت memmert

کاربرد دستگاه:

استریل کردن خشک، خشک کردن نمونه های مرطوب